

Produktblad

Medico Opvask

Flydende maskinopvaskemiddel uden klor til industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering og vaskeprogrammer, der kræver ekstra aluminiumsbeskyttelse.

Produktet er velegnet til al opvask i hårdt som blødt vand. Tilsat korrosions inhibitor til aluminium.

Anvendelsesområder:

Anvendeligt til alle typer af opvaskemaskiner tilsluttet automatisk dosering.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke blandes med eller anvendes sammen med klorholdige produkter.

Brugsanvisning:

Doseres gennem automatisk doseringsanlæg

Dosering:

Normaldosering:

1,5 - 3,0 ml pr. 1 liter vand

Emballageform:

2 x5 liter (vrnr. 24432)


Tilstandsform:

Flydende.

Holdbarhed:

2½ år før åbning

1 år efter ibrugtagning.



Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.



STADSING
Clean Knowledge. Safe Solutions.