

PRODUKTDATABLAD

Klinion Wash cream med pumpe

Klinion Vaskecreme er et godt alternativ til sæbe og vand til den sengeliggende patient. Det er ikke nødvendigt at skylle vaskecremen bort efter vask. Tag en passende mængde creme på en klud og smør det på det ønskede område. Tør herefter cremen af igen.

Efter anvendelse af vaskecreme er der ikke behov for at tilføje huden yderligere fugtgivende lotion/creme.

Klinion hudplejeserie er Svanemærket og indeholder ikke farve og parfume. Indholdsstofferne er miljøvenlige og let nedbrydelige ligesom de anvendte konserveringsmidler er milde og ikke allergifremkaldende.



Indholdsstoffer/materiale:	Aqua, Ethylhexyl Stearate, Sodium Cocoyl Glutamate, Phenoxyethanol, Acrylates, Sodium Dehydroacetate, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Emballage: Polyethylen, polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ingen
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Svanemærket
Opbevaring:	Stuetemperatur
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	12 måneder
Bortskaffelse vare:	Husholdningsaffald
Bortskaffelse indre emballage:	Forbrænding/Genbrug

PRODUKTDATABLAD

Klinion Wash cream med pumpe

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7284615	Klinion	Wash cream med pumpe	600 ml	krt a 10 stk.	3015684